

dry tips® **lt**

Seilių absorbentas

1. Apsauginis nailoninis tinklėlis.
2. Absorbentas.
3. Neperšlampamą plastikinę plėvelę.
4. Idėkite smailių galų į vidų, kad nailoninis tinklėlis būtų atsuktas nuo gleivinės.
5. Išimdami gausiai išskalaukite.

Naudojant pakartotinai gali sutrikti gaminio veikla ir kilti kryžminio užkrėtimo rizika.

dry tips® **lv**

Saliva absorbents

1. Neilona aizsargtīkliņš.
2. Siekalu absorbents.
3. Necaurīdīga plastikāta plēve.
4. Ievietojiet ar smailo galu uz priekšu, tā lai neilona tīkliņš būtu vērsts pret gļotādu.
5. Izņemot pamatīgi izskalojiet.

Produkta lietošana var to bojāt, atkārtoti lietojot, iespējama krusteniskā kontaminācija.

dry tips® **et**

Süljevoolu tõkestaja

1. Kaitsev nailonvõrk
2. Imav
3. Läbilaskmatu kaitsekile
4. Aseta teravam ots neelupoole ja nailonvõrk vastu limaskesta.
5. Eemaldamisel loputa suu korralikult.

Korduval kasutamisel võib toote talitlustoime halveneda ja võib tekkida ristsaastumine.

dry tips® **ru**

Для впитывания слюны

1. Защитный слой из нейлона.
2. Впитывающий слой.
3. Влагонепроницаемая пленка.
4. Поместите в рот острым углом внутрь, нейлоновым покрытием к слизистой щеки.
5. Увлажните при удалении.

Изделие может стать непригодным к использованию. При повторном использовании возможен перенос инфекции.

dry tips® **nl**

Speeksel absorberend

1. Beschermend nylon net.
2. Absorber.
3. Ondoordringbare plastic folie.
4. Breng aan met de punt naar binnen gericht en plaats het nylon net tegen het vochtige slijmvlies.
5. Tijdens verwijderen grondig spoelen.

Bij hergebruik kan de werking van het product achteruitgaan en kan kruisbesmetting optreden.

dry tips® **sv**

Salivabsorbent

1. Skyddande nylonnät.
2. Absorbent.
3. Vätsketät plast-folie.
4. Placeras med spetsen inåt och nylonnätet mot fuktad slemhinna.
5. Spola rikligt vid borttagandet.

Produktens prestanda kan försämras och korskontaminering kan uppstå vid återanvändning.

dry tips®

327270-00
Revised 2009-06

 

MÖLNLYCKE HEALTH CARE

Mölnlycke Health Care AB (Publ), Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden