

**dry tips®**

**ДРАЙ ТИПС**

**СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!**

В 2009 году в России на базе  
клиники Крафтвэй нами было  
проведено исследование среди  
стоматологов и пациентов на тему  
„Валик или Dry Tips“.  
С перевесом почти в 80 процентов  
победил Dry Tips!

Выпускается двух размеров:  
Артикул 0520042.L - большой  
Артикул 0520042.S - малый  
Упаковка - 50 шт.


ВПИТЫВАЕТ  
В **30** РАЗ  
БОЛЬШЕ  
СОБСТВЕННОГО ВЕСА

#### DRI TIPS. ПРЕИМУЩЕСТВА «ПАМПЕРСА» ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА.

- Впитывает слюну намного лучше валика, почти в 30 раз больше собственного веса!
- Не выделяет накопленную влагу при надавливании.
- В некоторых случаях может заменить Rubber Dam.
- Уменьшает риск воспаления слюнных желез, который может быть вызван контаминацией.
- Легко прилипает к слизистой, эластичен, повторяет движения щек, легко удаляется.
- Более комфортен для пациента, не оставляет волокон в полости рта.
- Прицельно изолирует протоку околоушной железы, при любом ее топографическом положении.
- Сохраняет стабильное положение на месте прикрепления даже во время активной работы.
- В отличие от ватного валика, занимает меньше пространства, оставляя большее рабочее поле.

Внешний слой из водонепроницаемой полиэтиленовой пленки, защищающий от порезов.

Два слоя придерживающей ткани из нейлона. Не травмирует слизистую оболочку полости рта.



Абсорбирующий полиакриловый слой, при контакте со слюной отлично впитывает влагу, превращая ее в гель.

Продукты Dry Tips, появившиеся на стоматологическом рынке Европы почти 20 лет назад, в Россию пришли в 2001 году. Сейчас большинство стоматологов и гигиенистов отдают свое предпочтение именно этому продукту и используют его в своей практике.

Прокладка для абсорбции слюны Dry Tips устанавливается на выходное отверстие протоки околоушной слюнной железы, обеспечивает полный контроль над слюноотделением, как минимум на 15 минут.

Совет специалиста: в случае затруднения удаления (при короткой работе) отогните край „памперса“ и пролейте струей воды.

