



Хорошие вещи нуждаются

В надежной защите: **Optiglaze** от GC.

Светоотверждаемое наноуполненное защитное покрытие для
непрямых композитных и акриловых реставраций.



Optiglaze от компании GC – это **простой** и **экономичный** способ добиться **эстетичной** и **гладкой поверхности** реставрации, именно такой, какой она должна быть после финишной полировки.

Не нужно тратить время на механическую полировку, для достижения великолепного результата нужно **всего два шага**: нанесите лак – засветите – все готово!

Компания GC разработала новую **уникальную** технологию изготовления наноуполнителя, которая обеспечивает великолепную износостойчивость, долговременный глянец и высокую прочность бондинга!


'GC.'



Показания

Для облегчения процесса финальной обработки компания GC разработала новое защитное покрытие под названием **Optiglaze**, которое обеспечивает гладкую блестящую эстетичную поверхность искусственных зубов, съемных протезов, временных коронок и индивидуальных пластмассовых кап. Его можно применять для поверхностей, полировка которых проблематична, например фиссур или апроксимальных поверхностей непрямых композитных реставраций.


Итак, вместо механической полировки воспользуйтесь более простым и удобным способом и добейтесь высококачественного результата с помощью **GC Optiglaze**.



- экономит время
- прост в применении
- великолепная эстетика
- долговечный блеск
- уникальная технология гомогенного распределения нанонаполнителя
- великолепная износостойкость
- превосходная адгезионная способность
- наносится очень тонким слоем (25-50 мкм)
- высокая устойчивость к пигментации
- не изменяет цвет реставрации

Применена новая технология нанонаполнителя!

■ Износ ● Нанонаполнитель ■ Полимерная матрица защитного покрытия



Упаковка




Бутылочка 15 мл

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

Всего два шага для достижения великолепного результата


Нанесите покрытие (жидкость) с помощью кисти и засветите в зуботехническом полимеризаторе (например, GC Labolight LV-II/III) в течение всего 3 минут.



Нанесите



Засветите



Готово

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Russia
129626, г. Москва
Кулаков переулок, д.13, офис 316
Тел./факс +7 /495/ 972-52-26
E-mail: russia@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

Официальный импортер и дистрибьютор на территории России:
ООО Крафтвэй Дентал Депо
129626, г. Москва,
3-я Мытищинская ул., д. 16,
Тел.: /495/ 232-69-33, 287-67-67
Факс: /495/ 737-78-88
E-mail: DENTAL@kraftway.ru

GC